



# GRUPO IXION

## FICHA TÉCNICA

<b>NOMBRE DEL PRODUCTO:</b>	Contenedor para residuos Punzocortantes Biológico-Infeciosos.
<b>CAPACIDAD:</b>	1.0 Litro
<b>IMAGEN:</b>	
<b>CÓDIGO DE COMPRA:</b>	PC 1.0
<b>CLAVE CUADRO BÁSICO:</b>	060 218 0085
<b>DESCRIPCIÓN:</b>	<p>Los contenedores para punzocortantes de GRUPO IXION, están diseñados para desechar de manera segura los residuos punzocortantes biológico infecciosos producidos en hospitales, veterinarias, etc. Consiste en:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Recipiente</li><li>-Tapa mayor con apertura para tirar los residuos y separador de agujas. Transparente permitiendo ver el volumen de llenado.</li><li>-Tapa menor la cual cierra las aperturas de la tapa mayor</li></ul>
<b>FINALIDAD DEL USO:</b>	<p>Permite el desecho seguro de:</p> <p>Jeringas, agujas de biopsia, agujas de sutura, ámpulas, asas, cristalería de laboratorio rota, bisturís, lancetas, navajas, punzón de drenovac, restos de alambres o cualquier otro elemento punzocortante.</p> <p>Cuando se encuentre lleno a su capacidad máxima indicada en el recipiente, éste deberá ser desechado de acuerdo a la NOM-087-ECOL-SSA1-2002, la cual menciona que se debe esterilizar e incinerar al término de su uso.</p>
<b>CARACTERÍSTICAS:</b>	Esterilizable, incinerable y no contaminante (libre de plomo), resistente a la perforación al impacto y a la pérdida del contenido al caerse, con separador de agujas y apertura para el depósito de otros punzocortantes.



# GRUPO IXION

<b>NORMA PARA LA FABRICACIÓN:</b>		NOM-087-ECOL-SSA1-2002		
<b>COMPONENTES:</b>		Recipiente, tapa mayor y tapa menor		
<b>MATERIAL:</b>				
<b>RECIPIENTE:</b>		Polipropileno rígido virgen.		
<b>TAPA MAYOR:</b>		Polipropileno virgen rígido clarificado		
<b>TAPA MENOR:</b>		Polipropileno virgen rígido clarificado		
<b>COLOR:</b>				
<b>RECIPIENTE:</b>		Rojo		
<b>TAPA MAYOR:</b>		Rojo transparente		
<b>TAPA MENOR:</b>		Rojo transparente		
<b>DIMENSIONES:</b>				
<b>RECIPIENTE:</b>				
	<b>Medida:</b>	<b>DIMENSIÓN (pulgadas)*</b>	<b>DIMENSIÓN (centímetros)*</b>	
	Largo inferior	3.54	8.99	
	Ancho inferior	3.15	8.00	
	Largo superior ext.	4.50	11.43	
	Ancho superior ext.	4.11	10.44	
	Altura	5.33	13.54	
	Altura pestaña	0.26	0.66	
	Espesor	0.05	0.13	
	<b>TAPA MAYOR Y MENOR:</b>			
	<b>Medida:</b>	<b>DIMENSIÓN (pulgadas)*</b>	<b>DIMENSIÓN (centímetros)*</b>	
	Largo	4.62	11.73	
	Ancho	4.21	10.69	
	Altura	0.40	1.02	
	Espesor	0.05	0.13	

\*Las medidas pueden presentar ligeras variaciones



# GRUPO IXION

<b>TIPOS DE EMPAQUE:</b> Bolsa plástica traslúcida o caja de cartón corrugado				
<b>BOLSA PLÁSTICA TRASLÚCIDA</b>				
PIEZAS	50 RECIPIENTES			
DIMENSIONES DE EMPAQUE:	Largo[cm]*	Alto[cm]*	Ancho[cm]*	Peso [kg]*
	49	51.5	10.5	2.8
PIEZAS	50 TAPAS			
DIMENSIONES DE EMPAQUE:	Largo[cm]*	Alto[cm]*	Ancho[cm]*	Peso [kg]*
	22.5	25.5	12.5	0.8
<b>CAJA DE CARTÓN CORRUGADO</b>				
PIEZAS	50 RECIPIENTES Y 50 TAPAS			
DIMENSIONES DE LA CAJA	45 X 39 X 20 [cm]			
PESO	4.60 kg			

\*Las medidas pueden presentar ligeras variaciones

<b>SOPORTE PARA PARED</b>	
	<b>CÓDIGO DE COMPRA:</b> SOCPCH
	<b>COMPATIBILIDAD:</b> PC 1.0, PC 3.0
	<b>ESPECIFICACIONES:</b> Fabricado en aluminio (no se oxida ni se raya)
	<b>INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN:</b> Sujetar con dos tornillos de acuerdo a las normas del hospital a una altura cómoda para el desecho de punzocortantes (no colocar a mas de 150cm del suelo), no colocar sobre camas de pacientes ni detrás de puertas.